



DRIVESAFE™

ETHYLOTEST

électronique classe 2



Le DRIVESAFE est un éthylotest qui fournit des résultats précis en quelques secondes qui utilise notre plus récent détecteur électrochimique et un affichage ACL. Les professionnels de la sécurité des transports font confiance au DRIVESAFE depuis plus de 20 ans.

Pour plus de renseignements, visitez

mondrivesafe.fr

Prenez votre sécurité en mains



DRIVESAFE

Finies les approximations.

L'éthylotest DRIVESAFE est un appareil innovant, portable, capable de vous dire si vous êtes en-deçà de la limite légale.

Caractéristiques :

Affichage sous trois formes – L'éthylotest procure des résultats non équivoques qu'il affiche sous la forme d'un code numérique à trois chiffres, d'un graphique et d'un rétro-éclairage lumineux tricolore.

Offerts en supplément – un étui de protection et cinq embouts buccaux sanitaires

Pour l'utiliser, c'est simple. Il suffit de souffler.

Etapas d'utilisation :

1. Insérer l'embout
2. Appuyer sur le bouton START
3. Souffler pendant 5 secondes
4. Lire les résultats affichés

Technologie

Un échantillon d'haleine est recueilli et analysé à l'aide d'un détecteur innovant, capable de mesurer le taux d'alcoolémie avec précision.

Le détecteur est spécifiquement conçu pour capter l'éthanol et ne réagit pas à d'autres substances comme l'acétone et les hydrocarbures, souvent présents dans l'alimentation et les médicaments, et connus pour provoquer des résultats faussement positifs avec des dispositifs à technologie moins fiable comme les détecteurs à semi-conducteurs plus fréquemment utilisés.

L'étalonnage est requis pour assurer la précision de tous les éthylotests, et grâce à la stabilité qui caractérise les détecteurs électrochimiques de platine et dont il est doté, le DRIVESAFE a besoin d'être étalonné une fois par an seulement.

Garantie

Les éthylotests ACS sont garantis exempts de tout défaut, tant dans les matériaux utilisés que dans leur fabrication, pendant une période d'un an à compter de leur date d'achat.

La maintenance et le SAV sont assurés par le constructeur.

Veillez contacter notre service SAV aux coordonnées figurant ci-dessous.

Caractéristiques

Taille:	137 mm x 59 mm x 26 mm	Plage de lecture / de mesure:	0 à 0,2 mg/L
Poids:	155 grammes	Précision:	Conforme à la norme NFX 20-704
Détecteur:	Electrochimique	Affichage:	Tricolore, LCD 3 chiffres avec graphe.
Réactivité:	A l'alcool uniquement, sans réaction aux cétones ou hydrocarbures	Type de piles:	2 x AA
Température ambiante d'utilisation:	10 °C à 40 °C	Autonomie piles:	1000 tests
Température ambiante de stockage:	0 °C à 50 °C	Embout buccal:	Jetable
Echantillon de souffle:	Echantillon de souffle de 5 secondes, modéré et continu	Calibrage:	Avec ALCOSIM™ ou équivalent annuel ou après 500 tests

20120312



Alcolock France SAS
3, rue de Rumilly 74000 Annecy, FRANCE
T 04 50 19 00 19
F 04 50 19 07 67
AlcolockFrance.fr



alcolockfrance.fr

mondridesafe.fr

